

RADIOFREQUENCIA

UM GRANDE AVANÇO NA ESTÉTICA, AGORA AO ALCANCE DA ESTETICISTA

O tratamento por radiofrequência, vem sendo considerado um grande avanço na estética porque permite atenuar e minimizar os sinais de envelhecimento de rosto, pescoço e qualquer outra parte do corpo, bem como diminuição da gordura localizada e celulite, sem riscos ou cirurgias.

A Radiofrequencia utilizada para fins terapêuticos é uma técnica que gera um calor no tecido subcutâneo, ativando fibroblastos, que produzem novas fibras de colágeno e remodela o tecido, melhorando rugas e linhas de expressão, flacidez tissular e melhora da elasticidade da pele.

A Radiofrequencia é uma técnica não invasiva, sem efeitos sistêmicos, que não causa dependência e que não tem efeitos colaterais indesejáveis.

A flacidez cutânea é um processo natural do envelhecimento da pele e ocorre geralmente à partir dos 25/30 anos de idade, principalmente após o emagrecimento rápido e gestação. Nessa fase ocorre uma diminuição da capacidade de produção do colágeno que dá sustentação à pele. As fibras colágenas e elásticas, produzidas pelos fibroblastos, começam a sofrer alterações durante o processo de envelhecimento cutâneo. A elasticidade da pele está relacionada a vários fatores como a idade e aos hábitos alimentares saudáveis.

Como funciona?

A Radiofrequencia se baseia no aquecimento volumétrico da derme profunda, levando à contração imediata do colágeno e neologênese tardia, reduzindo rugas e medidas. Gera energia e forte calor sob a camada mais profunda da pele enquanto a superfície se mantém protegida, o que causa a contração do colágeno. Quando a onda é aplicada sobre a pele (epiderme), uma energia de radiofrequência é passada para as camadas mais profundas (derme).

O que é o Derma Sculp?

O Derma Sculp é uma Rádio Frequencia Bipolar que apresenta eletrodos de saída e retorno da corrente na própria ponteira, gerando dessa forma um circuito elétrico de efeito mais superficial. Ele foi projetado para oferecer facilidade de manuseio e simplicidade de operação, possibilitando ao profissional de estética trabalhar facilmente com o equipamento. É um equipamento portátil para atender as necessidades dos profissionais de estética.

A energia eletromagnética gerada pelo Derma Sculp promove aquecimento controlado. O aparelho possui 3 handpieces: um facial, outro corporal e um específico para rugas e linhas de expressão. Essas ponteiros emitem radiação eletromagnética na frequência de 1 MHz. Nessa frequência, as ondas eletromagnéticas provocam oscilação das moléculas de água. Esta oscilação transforma a energia eletromagnética em energia térmica. Aquecendo todos os tecidos que contêm moléculas de água, independentemente de sua condutividade.

O objetivo do procedimento é alcançar a temperatura de 40 a 42°C na superfície da pele enquanto a temperatura na profundidade desejada pode alcançar temperaturas mais elevadas.

Como age na pele:

Causa contração das moléculas de colágeno e aumenta a produção de neocolágeno que irá agir durante semanas após a aplicação, gerando uma melhora ainda maior no aspecto e qualidade da pele. Ocorre um aumento da circulação sanguínea local e destruição dos adipócitos que ajuda no combate a celulite.

O aquecimento promove regeneração do colágeno, quebra de tecido adiposo e fibroso, aumento da circulação e drenagem de fluídos.

Assim, é criada uma reação química nas estruturas mais profundas, mais especificamente no colágeno, que faz a pele retrair. Cada sessão dura em média 30 a 40 minutos.

Face: São indicadas entre 6 e 10 sessões que são realizadas com intervalos de uma semana ou 15 dias.

Corpo: São indicadas entre 8 a 15 sessões que devem ser realizadas uma vez por semana

Indicações.:

- Linhas de expressão
- Pós-lipoaspiração
- Diminui rugas e flacidez.
- Flacidez de face.
- Flacidez corporal.
- Celulite
- Gordura localizada
- Fibroses e aderências

Efeitos.:

- Rosto: melhora o contorno da face.
- Rugas: Atenua as linhas de expressão.
- Papada: redefine e modela o contorno facial.
- Braço: reduz e elimina as ondulações da pele melhorando seu aspecto.
- Costas: elimina as gorduras localizadas, deixando a cintura mais definida.
- Abdome: minimiza a gordura, tonifica a derme e melhora o aspecto do umbigo de pós lipoaspiração.
- Glúteo:: tonifica e melhora a celulite.
- Coxa: Melhora a flacidez e reduz a gordura localizada .

Resultado e Manutenção

Os resultados são rápidos e progressivos e começam a aparecer a partir da terceira sessão e dependem de vários fatores: idade, local de aplicação, grau de flacidez, número de sessões e manutenção dos resultados obtidos.

É necessária uma avaliação personalizada de cada caso, podendo ser recomendados outros tratamentos coadjuvantes (indermoterapia, carboxiterapia, corrente russa, intradermoterapia...),para potencializar a duração dos efeitos e os resultados do tratamentos.

O número de sessões dependerá do objetivo a ser alcançado, da alteração apresentada e da resposta individual de cada cliente. O cliente pode retomar as atividades normais imediatamente. Pode ocorrer uma hiperemia (pele avermelhada) no local da aplicação em alguns pacientes, mas normalmente desaparece logo depois do tratamento. Protetor solar é recomendado todos os dias.

Vantagens

1. Radiofrequência Bipolar.

2. Seguro eficaz e confortável.

3. Três handpieces , um facial ,outro corporal e um específico para rugas e linhas de expressão, tornam os tratamentos mais confortáveis.

4. Fácil de usar.

Características

-Tecnologia de vanguarda

-Sem risco, ausência de dor, sem anestesia e efeitos colaterais

-Nenhum dano à epiderme

- Rotina normal após a sessão

-Tratamento com resposta rápida

-Pode ser utilizado em todos os fototipos de pele

- Método não invasivo

Acessórios

- Handpiece com eletrodo aplicador pequeno para tratamentos faciais

- Handpiece com eletrodo aplicador grande pra tratamentos corporais

- Handpiece específico para pequenas áreas (rugas, sulcos e linhas de expressão)

Ação do Derma Sculp

Celulite - Por sua ação profunda é ideal no combate à Celulite pois atinge tanto a pele quanto o tecido de gordura.As ondas de calor desfazem as fibroses e melhoram o aspecto "casca de laranja". Mesmo as celulites em estágio avançado alcançam significativa melhora após as sessões.

Flacidez - Devido à estimulação de colágeno. combate a flacidez da face e melhora o contorno da face. No corpo, firma a pele e melhora a sua qualidade.

Contorno corporal - A ação térmica do aparelho torna ainda o tecido de gordura mais compacto e com mais contorno.A Radiofrequência aumenta a temperatura das células adiposas e das camadas de gordura. Isso aumenta o metabolismo e libera a parte líquida das células de gordura.

Tratamentos - Qualquer área do corpo pode ser tratada. É possível tratar uma ou mais áreas em uma mesma sessão.

Aplicação - Diversos estudos demonstram a eficácia e segurança do tratamento para redução das rugas, e retração da pele da face e corpo. Recomenda-se múltiplas passadas sobre uma mesma área. O feedback do cliente é fundamental a fim de se evitar um possível dano térmico